

ナトリウムイオン低溶出!

テクノラボエスシィ社

国産バイアルキット


■国産バイアルの品質評価

- ・アルカリ成分の溶出量の指標として、ナトリウムイオンの溶出量を比較しました。
- ・試験試料: オートクレーブにかけた精製水 1.3mL
- ・測定機器: 原子吸光光度計 *測定波長 589.0nm

MADE **in** JAPAN

競合他社製品と比較し

Naイオン溶出量が、わずか1/5~1/10!



御見積
承り中

- 対応機種メーカー: 島津 / 日立 / Waters / Agilent 他
- ガラス材質: ホウケイ酸ガラス *低アルカリ (アルカリ溶出量を極小化しています)
- セブタム材質: PTFE/シリコン *低溶出セブタム (HPLC試験済) / 圧着タイプ
- バイアルねじ規格: 9-425 (WatersやAgilentで採用されている規格です)

コードNo.	メーカーコード	品名	入数	希望納入セット価格(税別)
620-04341	AS217-MB35	1.5mL 国産スクリーバイアル 透明	100セット	6,000円
		セブタム付キャップ 青	1,000セット	58,000円
				64,000円
627-04351	AS217-MB36	1.5mL 国産スクリーバイアル 透明	100セット	6,300円
		プレスリットセブタム付キャップ 青	1,000セット	61,000円
				67,300円
624-04361	AS227-MB35	1.5mL 国産スクリーバイアル 褐色	100セット	6,100円
		セブタム付キャップ 青	1,000セット	59,000円
				65,100円
621-04371	AS227-MB36	1.5mL 国産スクリーバイアル 褐色	100セット	6,400円
		プレスリットセブタム付キャップ 青	1,000セット	62,000円
				68,400円

※掲載価格に別途消費税が加算されます。販売はバイアルとキャップのセットになります。



正晃株式会社

大分営業所

s-ooita@seikonet.co.jp



テクノラボエスシィ株式会社

福岡第一営業所 (092)611-8131
 福岡第二営業所 (092)611-5335
 北九州営業所 (093)671-8006
 久留米営業所 (0942)45-1331

大分営業所 (097)558-0025
 佐賀営業所 (0952)22-7841
 山口営業所 (083)972-0215
 熊本営業所 (096)380-0055

沖縄支店 (098)888-3666
 宮崎営業所 (0985)27-1331
 鹿児島営業所 (099)260-7133
 長崎営業所 (0957)49-2780

東京支店 (03)5367-7011
 両国営業所 (03)5625-2282
 下関配送センター (083)248-3862

<http://seikonet.jp/customer/>